



Wall Fastening M2 w/o power

Istruzioni per l'uso

P/N: 1042100100



CE

Data di pubblicazione: 13.05.2025

Rev. A.it

Indice

Introduzione Avvertenze di sicurezza	4
Scopo di utilizzazione	4
Dotazione	5
Dati tecnici	5
Accessori	5
Montaggio Installazione	6
Comando	7
Pulizia Disinfezione	8
Simboli utilizzati	8
Smaltimento	9
Servizio Produttore	9

Introduzione | Avvertenze di sicurezza

Introduzione

Gentili clienti,
molte grazie per aver acquistato il Wall Fastening M2 w/o power.

In queste istruzioni troverete le informazioni tecniche e le istruzioni per l'uso e il montaggio.

Avvertenze di sicurezza

- Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione il Wall Fastening M2 w/o power.
- Conservate con cura queste istruzioni per poterle consultare successivamente e rispettate soprattutto le avvertenze di sicurezza.
- Il produttore non si assume nessuna responsabilità per i danni causati dal comando, dall'utilizzo, dalla pulizia, dalle modifiche o dall'installazione non a regola d'arte.
- Le riparazioni e la manutenzione al Wall Fastening M2 w/o power devono essere svolte solo da personale specializzato autorizzato. Vi preghiamo di rivolgervi all'assistenza ai clienti tecnica della CRS medical GmbH in presenza di guasti. Qualsiasi modifica al dispositivo e ai suoi accessori non effettuata dal produttore porterà all'annullamento degli obblighi di garanzia e responsabilità della CRS medical GmbH.
- Se il veicolo del servizio di emergenza sanitaria è stato coinvolto in un incidente (con danni non trascurabili), il supporto deve essere sostituito. La prosecuzione dell'uso porterà all'annullamento degli obblighi di garanzia e responsabilità della CRS medical GmbH.
- Controllate il Wall Fastening M2 w/o power e non utilizzatelo se sono visibili danni meccanici al meccanismo di chiusura

Scopo di utilizzazione

Il supporto a parete Wall Fastening M2 w/o power è destinato solo al supporto sicuro di uno ZOLL M2® in combinazione con la borsa di accessori originali ZOLL M2®. L'utilizzo di una borsa protettiva diversa per questo apparecchio non è ammesso.

Il Wall Fastening M2 w/o power è concepito per l'uso stazionario o per l'impiego nelle ambulanze. Nelle ambulanze, il defibrillatore usato viene supportato in modo sicuro; in questo modo, viene garantito l'utilizzo del defibrillatore durante gli interventi. Il supporto deve essere utilizzato solo in spazi protetti. Questi sono rappresentati dai locali con pareti massicce negli edifici e dalle pareti stabili nei veicoli del servizio di emergenza sanitaria.

Si raccomanda di rispettare anche le istruzioni per l'uso del defibrillatore.

Dotazione

1 Wall Fastening M2 w/o power (P/N: 1042100100) (UDI-DI: 04251964600195)

1 Copia delle istruzioni per l'uso

Dati tecnici

Descrizione	Dati
Peso	3950 g
Dimensioni (AxLxP)	362x277x231 mm
Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a +40 °C, dal 5% al 95% di umidità relativa, non condensante
Temperatura di magazzinaggio	Da -30 °C a +70 °C, dal 5% al 95% di umidità relativa, non condensante

Nel quadro del miglioramento del prodotto, ci riserviamo di apportare modifiche tecniche ed estetiche all'articolo.

Accessori

Non sono disponibili altri accessori.

Comando

Apertura

Sbloccate il Wall Fastening M2 w/o power tirando in avanti la maniglia rossa (1) e quindi spostandola verso l'alto (2). Il bloccaggio scatta nella posizione superiore (3) e l'apparecchio può essere rimosso.



Chiusura

Accertatevi che lo ZOLL M2TM con la relativa borsa degli accessori sia posizionato regolarmente nello spazio inferiore del Wall Fastening M2 w/o power.

Per la chiusura non è necessario nessuno sbloccaggio. Afferrate la maniglia rossa e spingete verso il basso il coperchio. Il Wall Fastening M2 w/o power si blocca nel modo più sicuro lasciando andare il coperchio dopo il superamento della resistenza e lasciandolo scorrere autonomamente nella posizione finale. In questo contesto si udirà uno scatto.

Pulizia | Disinfezione

Togliete il ZOLL M2™ dal supporto per la pulizia.

Il Wall Fastening M2 w/o power può essere pulito con un panno umido non sfilacciante e con un detergente delicato per la plastica di uso commerciale. Accertatevi prima dell'uso che il detergente non contenga solventi.

Per la disinfezione, utilizzate dei disinfettanti di uso commerciale.

Simboli utilizzati



Vedere le istruzioni per l'uso/rispettare le avvertenze di sicurezza



Marcatura CE ai sensi del Regolamento relativo ai Dispositivi Medici 2017/745 (Medical Device Regulation)



Numero di riferimento



Seguire le istruzioni per l'uso elettroniche



Identificazione univoca del prodotto



Numero di lotto



Produttore



Prodotto medico



Gamma di temperatura consigliata per il magazzinaggio



Umidità relativa dell'aria consigliata per il magazzinaggio



Maneggiare con cautela il pacchetto

Smaltimento

Gli imballaggi sono materie prime e sono quindi riutilizzabili. Smaltiteli in modo differenziato nel rispetto dell'ambiente.

Presso il produttore potrete ricevere maggiori informazioni sullo smaltimento ecologico.

Servizio | Produttore

CRS medical GmbH
Loherstraße 6
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29
info@crs-medical.com
www.crs-medical.com



Loherstraße 6
D-35614 Aßlar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29

info@crs-medical.com
www.crs-medical.com